

ScanAfia Pro -hoitosänky

Suomen myydyin hoitosänky



Kuvan tuote
125 mm vakiopyörillä,
optiona 125 mm tuplapyörät.



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Suunniteltu kapeat oviaukot huomioiden
2. Massiivipuiset päädyt sekä irrotettava ja hyvin hengittävä ABS-muovipohja
3. Pitkä käyttöikä – markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset

ScanAfia Pro -hoitosänky soveltuu monenlaisiin hoitoympäristöihin ja on lukuisten ammattilaisten valinta hoivakodeissa ympäri Suomen pitkän elinkaaren, luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta. Sängyn monipuoliset säädöt ja lisävarusteet edistävät potilaan turvallista kuntoutumista ja hyvinvointia sekä helpotavat hoitohenkilökunnan työtä.

Sängyn pohja on hygieenista abs-muovia, jossa on hengitysausokot. Tässä pohjaratkaisussa vaahtomuovipatja säilyttää ominaisuutensa perinteistä verkkopohjaa paremmin. Pohjalevyt voidaan helposti irrottaa desinfiointia varten.

Mallisto


- ScanAfia Pro HS 280/290: kaksiosainen makuutaso, jossa sähkötoiminen korkeuden ja selkäosan säätö
- ScanAfia PRO HS-480/490: neliosainen makuutaso, jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan, reisi-
osan ja pohjeosan säätö.

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys kaiteilla:	90 tai 100 cm
Kokonaispituus	216 cm Pitkä malli: 226 cm
Korkeuden säätöalue	Min. 35 cm - max. 75 cm (pyöräkoosta ja mallista riippuen)
Suosittelava patjakoko	78-80 tai 88-90 x 205 x 9-13 cm Pitkä malli: 78-80 tai 88-90 x 215 x 9-13 cm
Kokonaispaino (sis. kaiteet)	96 kg - 100 kg
Pyörien halkaisija:	Ø125 mm keskuslukittavat pyörät ja suuntapyörä
Kuormitettavuus (SWL):	225 kg
Selkäosan säätö	70°
Pohjeosan säätö (vain 4-toiminen malli)	10°
Reisiosan säätö (vain 4-toiminen malli)	27°
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain kaksoislukitteiset massiivipuukaiteet lukitusnapilla integroitu paikka kohottautumistelineelle ja nesteenantotelineelle selkäosan manuaalinen lasku sängyn päädyt: Classic-pyökki tai Classic-koivu
Sähköjärjestelmä	24V
CE -merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Korotetut päädyt ja laidat
- Törmäyspyörät
- Ø125 mm kaksoispyörä
- Ø150 mm kaksoispyörät



Muut lisävarusteet:

- Erikoispituiset mallit
- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline
- Kaiteen lisäkoroke



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com.

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.