

Кровати медицинские функциональные Lojer Salli H


Надежные, функциональные и мобильные

Гидравлическая медицинская кровать Salli H – идеальное решение для клиник, которым требуются прочные, функциональные и мобильные медицинские кровати, к тому же по разумной цене. Основанные на проектных решениях популярного модельного ряда ScanAfia, гидравлические кровати Salli H имеют модульную конструкцию, что позволяет создавать модели, отвечающие любым требованиям медицинского персонала. В стандартной комплектации предусмотрены регулировка высоты.

“Простое и функциональное решение для ЛПУ”



Кровать гидравлическая Salli H - 2 секции



Кровать гидравлическая Salli H - 4 секции

LOJER® *For easy care*

Кровати медицинские гидравлические Lojer Salli H	H280	H480	H290	H490
Количество секций	2	4	2	4
Общая ширина, включая боковые ограждения	89 см.	89 см.	99 см.	99 см.
Рекомендованный размер матраса, см.	205 x 80	205 x 80	205 x 90	205 x 90
Полная длина	219 см.	219 см.	219 см.	219 см.
Вес	111 кг.	114 кг.	112 кг.	115 кг.
Диапазон регулировки высоты, гидропривод	45... 81 см.	45... 81 см.	45... 81 см.	45... 81 см.
Безопасная рабочая нагрузка	170 кг.	170 кг.	170 кг.	170 кг.
Механическая регулировка спинной секции 0° -70°	X	X	X	X
Пневматическая регулировка спинной секции 0° -70°	•	•	•	•
Механическая регулировка коленной части 0° -24°	-	X	-	X
Пневматическая регулировка коленной части 0° -24°	-	•	-	•
Механическая регулировка секции для ног 0° -14°	-	X	-	X
Механическая регулировка секции для нижней части тела пациента 0°-14°	•	-	•	-
Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.	X	X	X	X
Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм.	•	•	•	•
Индивидуально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.	•	•	•	•
Торец кровати – 1 шт., прямой или изогнутый, крашенный или хромированный	X	X	X	X
Дополнительный торец , прямой или изогнутый, крашенный или хромированный	•	•	•	•
Торец с функцией наклона	•	•	•	•
Тренделенбург/антиТренделенбург 12°/14°	•	•	•	•
Инфузионная стойка, прямая или изогнутая	•	•	•	•
Дуга для активации пациента («гусь»)	•	•	•	•
Упор для пациента	•	•	•	•
Пятое колесо для облегчения маневрирования и перемещения	•	•	•	•
Боковые ограждения опускаемые (крашенные или хромированные)	•	•	•	•
Боковые ограждения «откидывающиеся» (крашенные или хромированные)	•	•	•	•
Бамперы	X	X	X	X
Регистрационное удостоверение МЗ России, Украины, Беларуси и Казахстана	X	X	X	X
Гарантия	2/10 лет	2/10 лет	2/10 лет	2/10 лет
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

X = Стандарт - = Недоступно • = Опция


Аксессуары



Дуга для активации пациента



Боковые ограждения



Инфузионная стойка