

Кровати медицинские с фиксированной высотой Lojer Salli F

Модульные кровати, простые в обращении

Простые, удобные в применении, модульные и функциональные медицинские кровати Salli F без изменения высоты созданы для повседневного ухода за пациентами. Изготовленные из высококачественных исходных материалов и компонентов, эти кровати имеют 10-летнюю гарантию по конструкции и могут выдержать самые тяжелые условия эксплуатации. Эти недорогие модели приобрели популярность в некоторых странах и в последние годы стали лидером продаж компании Lojer.

"Серия качественных кроватей для каждодневного использования в палатах ЛПУ"



Кровать с фиксированной высотой Salli F280 на колесах

Кровать с фиксированной высотой Salli F280 с боковыми ограждениями, на колёсах, с матрасом и инфузионной стойкой

LOJER® For easy care

Кровати медицинские с фиксированной высотой SALLI	F180/190	F280/290	F380/390
Общая ширина, включая боковые ограждения	89/99 см.	89/99 см.	89/99 см.
Общая длина	216 см.	216 см.	216 см.
Вес	70 кг.	72 кг.	74 кг.
Высота (без колес/на колёсах)	57 см.	57 см.	57 см.
Безопасная рабочая нагрузка	200 кг.	200 кг.	200 кг.
Механическая регулировка спинной секции 0...+70°	-	X	X
Механическая регулировка коленной части 0...+24°	-	-	X
Механическая регулировка ножной секции 0...+14°			X
Механическая регулировка секции нижней части тела пациента		•	
Пневматическая регулировка спинной секции	-	•	•
Пневматическая регулировка коленной части	-	-	•
Индивидуально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.	•	•	•
Торец металлический – 1 шт., прямой/изогнутый, крашенный/хромированный	X	X	X
Торец дополнительный, прямой/изогнутый, крашенный/хромированный	•	•	•
Торец с функцией наклона	•	•	•
Тренделенбург/антиТренделенбург12°/14° (только для моделей с колесами)	•	•	•
Инфузионная стойка прямая	•	•	•
Инфузионная стойка изогнутая	•	•	•
Дуга для активации пациента («гусь»)	•	•	•
Упор для пациента	•	•	•
Боковые ограждения опускаемые, крашенные или хромированные, полная длина 178 см.	•	•	•
Боковые ограждения «падающие», крашенные или хромированные, полная длина 167 см.	•	•	•
Бамперы	X	X	X
Рекомендованные размеры матраца 205 x 80/90 x 13 см.	•	•	•
Регистрация в МЗ России, Украины, Беларуси и Казахстана	X	X	X
Гарантия	2/10 лет	2/10 лет	2/10 лет
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия

X = Стандарт - = Недоступно • = Опция

Аксессуары



Инфузионная стойка



Боковые ограждения



Дуга для активации пациента