

# ADA™

## Тумбочка прикроватная Lojer Merivaara ADA



На фото представлена тумбочка с дополнительными опциями

Надежная и безопасная тумбочка Ada разработана для использования в палатах ЛПУ различных отделений. Благодаря модульности и широкому выбору опций и принадлежностей тумбочка станет незаменимым помощником медицинского персонала и пациентов.

Столик для чтения и еды бесступенчато регулируется по высоте и может быть установлен с левой или правой стороны без применения инструментов. Тумбочка легко перемещается благодаря двойным колесам и может быть заблокирована в стационарном положении. Закрывающиеся выдвижные ящики для сохранности вещей пациента. Рама тумбочки металлическая, крашенная порошковой краской, верхние и боковые панели, столик для чтения и еды - из меламина. Верхняя и боковые панели серого цвета, торцы ящиков - белые. Столик для еды с боковым наклоном (для чтения).

Доступна версия тумбочки без столика для чтения и еды.

**LOJER**® *For easy care*

| Технические характеристики                     |  |
|--|--|
| Ширина   | 475 мм.  |
| Высота   | 900 мм.  |
| Глубина  | 600 мм.; 1130 мм. со столиком для чтения и еды |
| Регулируемый по высоте столик для чтения и еды | 780 - 1050 мм.                                 |
| Размер столика для чтения и еды                | 480 x 380 мм.                                  |
| Нагрузка на столик для чтения и еды            | 4 кг.  |
| Колеса   | Двойные блокирующиеся 75 мм.                   |
| Рама   | Металлическая крашенная порошковой краской     |
| Верхняя и боковые панели                       | Серый меламин                                  |
| Ящики  | Белый, ABS пластик                             |
| Покрытие для верхней панели (опция)            | ABS пластик                                    |

## Опции и принадлежности



### Верхняя и боковые панели

серый меламин..... 10000 9186  
 меламин под березу..... 10000 9187  
 меламин под бук..... 10000 9188

### Ящики

белые торцы ..... 10000 9210  
 голубые торцы..... 10000 9212

### Столик для чтения и еды

Материал столика для  
 чтения и еды ..... 10000 9190



### Покрытие верхней панели, ABS

пластик 10000 9262



### Отсек для обуви

10000 9268



### Корзина для газет и журналов

10000 9266



### Держатель бутылки

10000 9288  
 устройство для вызова  
 медсестры  
 10000 0629



**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2019. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр 134 Тел. + 7 495 269 06 95 [russia@lojer.com](mailto:russia@lojer.com) | [www.lojer.com](http://www.lojer.com)

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Копераја, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.