

ADA™

Ada potilaspöytä



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

Ada on kestävä ja turvallinen, muunneltava potilaspöytä. Se on suunniteltu kovaan sairaalakäyttöön. Lisävarusteiden avulla pöydän toiminnallisuutta voidaan lisätä käyttötarpeiden mukaisesti.

Modernisti muotoillussa ADA-potilaspöydässä on portaaton ruokailutason korkeussäätö, ja kätevyttä voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Lukittavien 75 mm kaksoispyörien ansiosta pöytä on kevyesti liikuteltava, mutta se voidaan lukita tukevasti paikoilleen. Pöydän runko on epoksoitua terästä ja sivupaneelit, pöytätaaso sekä kansi laminaattia. Pöydässä on kaksi vetolaatikkoa, joista ylemmän saa lukittua. Kansi ja sivupaneelit ovat vakiona vaalean harmaat sekä etulevyt valkoiset.

Luku- ja ruokailutason kulma on säädettävissä. Saatavilla myös ADA-yöpöytä, jossa ei ole luku- ja ruokailutasoa. Ada potilaspöytä on CE-merkitty ja se täyttää MD-asetuksen vaatimukset.

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Runko	Epoksoitua terästä
Korkeus	90 cm
Leveys	47,5 cm
Syvyys	60 cm (113 cm ruokailutaso eteen käännettynä)
Kansilevyn mitat	46 x 58,5 cm
Ruokalevyn mitat	38 x 48 cm (38 x 54,5 cm kiinnikkeen kanssa)
Ruokalevyn korkeudensäätö	78 - 105 cm
Ruokalevyn maksimikuormitus (SWL)	4 kg
Pyörät	Kaksoispyörät 75 mm, erillislukittavat
Kansi ja sivupaneelit	Vaaleanharmaa (optio: koivunsävyinen tai pyökinsävyinen melamiinia)
Etulevyt	Valkoiset (lisävarusteena vaalean siniset)
Ylätason suojakansi (lisävaruste)	ABS-muovia
Laatikot	ABS-muovia
CE-merkitty	Kyllä

Tehdasasenteiset optiot ja muut lisävarusteet



Kansi ja sivupaneelit

Koivunsävyinen melamiini 10000 9187
 Pyökinvärinen melamiini 10000 9188

Laatikot

Vaaleansiniset etulevyt 10000 9212



Ylätason suojakansi
muovia 10000 9262



Tohveliteline
10000 9268



Lehtikori
10000 9266



Pullo- tai jäteteline
10000 9288
Kutsulaiteteline
10000 0629



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. +358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.