


EMERGO™

Lojer Merivaara Emergo potilaspaarit



LOJER® *For easy care*





Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa erilaiset konfiguraatiot
2. Selkeät ja helposti hallittavat toiminnot
3. Hoitoasennot kevyitä ja turvallisia toteuttaa

Monikäyttöiset Emergo-potilaspaarit soveltuvat potilaiden siirtelyyn, ensiapuun, heräämään ja pieniin toimenpiteisiin. Vankat ja turvalliset potilaspaarit kestävät kuormitusta ja kovaakin käyttöä. Monipuolinen lisävarustevalikoima ja säätömahdollisuudet tehostavat potilaskuljetuksia ja edistävät hoitajien työergonomiaa. Säädettävä makuutaso varmistaa mukavan lepoasennon esimerkiksi heräämössä, eikä potilasta tarvitse siirtää paareilta vaihdettaessa istuma-asentoon, vaan Emergo on helposti säädettävissä monipuolisiin asentoihin.

Suuret, kevyesti toimivat pyörät helpottavat siirtelyä. Lisävarusteena saatava viides pyörä parantaa liikkuvuutta entisestään ja helpottaa hoitajien työtä. Emergossa on useita kiinnityskohtia nesteantotelineelle ja muille lisävarusteille. Laaja lisälaittevalikoima kattaa monipuoliset tarpeet vuosiksi eteenpäin.

Mallisto:

- 6250: 2-osainen makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö sekä kaasujousikeventein Trendelenburg- ja selkäosansäätö
- 6270: 2-osainen RTG-makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö sekä kaasujousikeventein Trendelenburg- ja selkäosansäätö
- 6280: 2-osainen RTG-makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö, apurunko varusteille makuutason alapuolella sekä kaasujousikeventein Trendelenburg- ja selkäosansäätö
- 6350: 3-osainen makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö sekä kaasujousikeventein Trendelenburg-, jalka- ja selkäosansäätö
- 6370: 3-osainen RTG-makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö sekä kaasujousikeventein Trendelenburg-, jalka- ja selkäosansäätö
- 6380: 3-osainen RTG-makuutaso, jossa hydraulinen korkeussäätö, apurunko varusteille makuutason alapuolella sekä kaasujousikeventein Trendelenburg-, jalka- ja selkäosansäätö

LOJER[®] For easy care

Tehdasasenteiset lisävarusteet




Keskuslukittavat antistaattiset pyörät
Ø 200 mm
Kiinteä, ilman pyöriä (esim. laivoihin).



Röntgenkuvaustaso, helposti
puhdistettava. Saatavana malleihin
6270, 6280 ja 6370



5. pyörä parantaa hallittavuutta
ahtaissa tiloissa



Vsemmasta kuvasta nähdään, kuinka
kääntösäde pienenee viidennen
pyörän ansiosta. Oikealla sama liike
ilman viidettä pyörää.

Säilytys



ABS-tarvikelaatikko
100006620 iso
100006622 iso, kaksoispolkimelle
100006625 iso, viidennelle pyörälle
100006626 pieni, ainoastaan yhdessä
ison tarvikelaatikon kanssa
(Ei sovellu käytettäväksi
kiinteäkorkuisen rungon kanssa.)



Tarviketori selkäosan alle
100000582



Tarviketori jalkaosan alle
100000583
(Ei sovellu käytettäväksi 5. pyörän
kanssa)



Lisävarustetori (vaatii parin päädyn)
128009784

Telineet ja kiskot



Paperirullateline
100000733



Nesteenantotelineen pidike
100005785



Happipulloteline
100000589 5 kg pulloille
100005860 2 kg pulloille



Lisävarustekiskopari (sivukaiteen tilalla,
kuvan käsituki ei kuulu toimitukseen)
100000700
Käsituki 100000125

Nesteenantotelineet



Nesteenantoteline, 4-koukkuinen
100000499



Kiinteä, taitettava nesteenantoteline apurunkoon
100006678

Muut lisävarusteet



Hygieeniset ja antistaattiset patjat
Koko 650 mm x 1950 mm
Paksuus 50 mm, 80 mm tai viskoelastinen
100 mm



Potilaan kiinnityshihnat (pari)
100000790



Sivukaiteet (pari)
100006713 kromattu/keltainen



Työntökahva, taittava
100006793 kromattu/keltainen
100006795 epoksimaalattu/
keltainen



Työntökahvat, pitkät ja irroitettavat (pari)
100006770 kromattu/keltainen



Parin pääty
100000567

Kuvissa näkyvät värit voivat poiketa saatavana olevista väreistä.

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot ja ominaisuudet						
Malli	6250	6270	6280	6350	6370	6380
Käyttötarkoitus	Ensiapu, kuljetus, pienet toimenpiteet	Ensiapu, teho-hoito, pienet toimenpiteet	Ensiapu, teho-hoito, pienet toimenpiteet	Ensiapu, kuljetus, pienet toimenpiteet, heräämö	Ensiapu, teho-hoito, kuljetus, pienet toimenpiteet, heräämö	Ensiapu, teho-hoito, kuljetus, pienet toimenpiteet, heräämö
Osien lukumäärä	2	2	2	3	3	3
RTG-makuutaso	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä
Apurunko varusteille	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä
Leveys	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Makuutason leveys	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm
Pituus	2075 mm	2075 mm	2150 mm	2075 mm	2075 mm	2150 mm
Suosittelu patjakoko	650 x 1950 mm	650 x 1950 mm	650 x 1950 mm	650 x 1950 mm	650 x 1950 mm	650 x 1950 mm
Korkeussäätö	560 - 930 mm	625 - 995 mm	625 - 995 mm	560 - 930 mm	625 - 995 mm	625 - 995 mm
Kuormitettavuus	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg
Trendelenburg	14°	14°	14°	14°	14°	14°
Anti-Trendelenburg	7°	7°	7°	7°	7°	7°
Selkäosan säätö	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°
Jalkaosan säätö	-	-	-	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Pyörät	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm	Antistaattiset, keskuslukittavat 150 mm
Valmistumaa	Suomi	Suomi	Suomi	Suomi	Suomi	Suomi
CE-merkitty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tekniset vakio-ominaisuudet:

- Törmäysrullat kulmissa (keltaiset)
- Korkeussäädön käyttöpolkimet molemmilla puolilla
- Hydraulinen korkeudensäätö jalkapolkimilla
- Trendelenburg- ja anti-Trendelenburg-säätö
- Antistaattiset keskuslukittavat 150 mm pyörät
- Kaasujousikeventein selkäosa
- Saatavana 2- tai 3-osaista



© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. +358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.