

Maskintvättbar

ScanAfia X ICU W sjukhussäng

Den tvättbara sjukhussängen ScanAfia X ICU W är ett tryggt val för de flesta sjukhusavdelningar. Via kontrollpanelen, som är standard på alla sängar, sköts alla inställningar som Trendelenburg-, CPR- och hjärtpositioner helt elektroniskt. Vidare är det möjligt för vårdpersonalen att låsa sängfunktionerna för patienten. Glidmekanismen i ryggen ger bättre komfort och hindrar patienten från att glida ner till foten på sängen. Trots att sängen klarar en belastning på upptill 340 kg, är ScanAfia X ICU W smidig att hantera och de kraftiga, dubbla standardhjulen på 150 mm gör den samtidigt lätt att förflytta.

”Ramkonstruktionen i elektropolerat, rostfritt stål (AISI 304) ger sängen unika egenskaper och lång hållbarhet.”

ScanAfia X ICU W är designad och konstruerad för långvarig användning i nordisk sjukhusmiljö och erbjuds både i 80 och 90 cm utförande. Ramen tillverkas i elektropolerat, rostfritt stål (AISI 304) vilket ger en slitstark säng med god hållbarhet trots den extra mekaniska påverkan maskintvättningen innebär. Den elektrolytiska poleringen jämnar ut mikroskopiska ojämnheter på ramen, vilket gör sängen smutsavvisande och lätt att underhålla och rengöra. Samtidigt förbättras korrosionsbeständigheten i stålet och sängens livslängd förlängs. Kirurgiska instrument tillverkas exempelvis med denna teknik.

ScanAfia X ICU W uppfyller samtliga krav i standarden EN 60601-2-52, inklusive maskintvätt, samt rekommendationerna för maskintvättbar utrustning i AK-BWA. Dessutom försäkras kompatibilitet med spoldesinfektorer enligt ISO 15883. Motorerna har kapslingsklass IPX6 Washable.



LOJER® For easy care

Tekniska data

- **Totalbredd (inkl. grindar):** 90 eller 100 cm
- **Total längd:** 216 cm
- **Höjjusteringsintervall:** 33 - 83 cm
- **Rekommenderad madrassstorlek:** 205 x 78/88 x 13 cm
- **Totalvikt (utan grindar):** 108 kg (80 cm bred), 110 kg (90 cm bred)
- **Hjul:** Ø150 mm dubbla hjul och styrhjul. Antistatisk EC (termoplastiskt gummi som är mer vattenmotståndskraftigt)
- **Säker arbetsbelastning (SWL):** 340 kg
- **Elektriskt system:** 24 V. Skyddsklass för elektriska komponenter IPX6
- **Batteri:** Litium 2.25Ah (omkring 2000 laddningscykler)
- **Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:** 21° (12°) / 18° Elektrisk glidfunktion av rygg och lårdel
- **Justering av ryggen:** 70° Manuell (snabb) CPR funktion
- **Justering av lårdel:** 0 - 30°
- **Justering av fotdel:** 0 - 11°
- **CE- märkt enligt MDR:** Ja
- **Tillverkningsland:** Finland (Lojer Oy)

Egenskaper	ScanAfia X ICU W
Säker arbetsbelastning (SWL) 340kg	x
Elektrisk Trendelenburg 21 ° (12 °) / Anti-Trendelenburg 18 °	x
Ø150 mm dubbla hjul och styrhjul	x
Avtagbara sänggavlar, standardfärger vit, blå och grön	x
Sängramen, gavlar och långa grindar är tillverkad av elektropolerad rostfritt stål (AISI304)	x
Kontrollpanel / Supervisor	x
Elektrisk och manuell CPR-funktion	x
Avisarhjul	x
Integrerad sängförlängningssektion 20cm	x
Integrerade fästen för två lyftbågar och två droppställningar	x
Andningsbar bas, rostfritt stål nät eller ABS-plast	x
Tillval och tillbehör	
Sängramen pulverlackerad	o
Andningsbar bas rostfritt stål	o
Högre gavlar och grindar	o
Lyftbåge	o
Uppresningsstöd	o
IV droppställ med enhandsmanövrerad snabbjustering	o
Femte hjul för att underlätta manövrering	o
Hållare för urinpåse	o
Linnebricka	o

x = som standard, o = tillbehör



LOJER® For easy care