



# Массажные столы серии Delta

Отличное качество за разумные деньги

Оригинальные массажные столы Delta от компании Rainer Rajala Oy – дочернего предприятия компании Lojer. Этот классический массажный стол в течение длительного времени является излюбленным инструментом массажистов, физиотерапевтов, наппатов, мануальных терапевтов и терапевтов других специальностей.

Имеются два модельных ряда этих столов: Professional и Standard.

Массажные столы серии Standard – базовая модель для профессионалов; более приемлемые по цене, чем столы серии Professional, обладающие, вместе с тем, качествами, которые удовлетворяют запросам взыскательных пользователей.

*“Функциональные,  
надежные и прочные  
массажные столы.”*



Массажный стол Delta Standard DS5H с колесами



Массажный стол Delta Professional DP4 с колесами, боковыми опорами для рук и валиком под голеностоп

**LOJER**® For easy care

■ Medical Wellness | Healthcare | Senior Care |



Массажные столы серии Delta Standard	DS2	DS2H	DS3	DS3H	DS4	DS4H	DS5	DS5H
Секции	2	2	3	3	4	4	5	5
Ширина, 50, 55 или 60 см. на выбор	X	X	X	X	X	X	X	X
Ширина 70 см., боковые упоры не устанавливаются	X	X	-	-	X	X	-	-
Ширина 195 см.	X	X	X	X	X	X	X	X
Вес, кг.	60	60	61	61	62	62	64	64
Диапазон регулировки высоты, см.	57 - 87	57 - 87	58 - 89	58 - 89	57 - 87	57 - 87	58 - 89	58 - 89
Привод высоты Э-электрически Г-гидравлически	Э	Г	Э	Г	Э	Г	Э	Г
Безопасная рабочая нагрузка, 200 кг.	X	X	X	X	X	X	X	X
Диапазон регулировки ножной секции	-	-	0 - 70°	0 - 70°	-	-	0 - 70°	0 - 70°
Диапазон регулировки позиции дренаж	-	-	60°	60°	-	-	60°	60°
Электропривод ножной секции и дренажа	-	-	•	-	-	-	•	-
Центрально-регулируемые колеса	•	•	•	•	•	•	•	•
Боковые опоры	•	•	•	•	•	•	•	•
360° педаль привода высоты по периметру стола	•	-	•	-	•	-	•	-
Головная секция с двойной артикуляцией	•	•	•	•	•	•	•	•
Ручной пульт управления	•	-	•	-	•	-	•	-
Ножной пульт управления	•	-	•	-	•	-	•	-
Подставка для крепления ножного пульта	•	-	•	-	•	-	•	-
Держатель одноразовых простыней	•	•	•	•	•	•	•	•
Блок отключения питания стола	•	-	•	-	•	-	•	-
Кожзаменитель SKAI (13 цветов)	X	X	X	X	X	X	X	X
Электрическая система, 230 V	X	-	X	-	X	-	X	-
Регистрация в МЗ РФ, Украины и Беларуси	X	X	X	X	X	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X	X	X	X	X	X
Страна происхождения	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN
Массажные столы серии Delta Professional	DP2	DP3	DP4	DP5				
Секции	2	3	4	5				
Ширина, 50, 55 или 60 см. на выбор	X	X	X	X				
Ширина 70 см., боковые упоры не устанавливаются	X	-	X	-				
Ширина 195 см.	X	X	X	X				
Вес, кг.	75	76	76	78				
Диапазон регулировки высоты, см.	47 - 98	48 - 100	47 - 98	48 - 100				
Привод высоты Э-электрически Г-гидравлически	Э	Э	Э	Э				
Безопасная рабочая нагрузка, 200 кг.	X	X	X	X				
Диапазон регулировки ножной секции	-	0 - 75°	-	0 - 75°				
Диапазон регулировки позиции дренаж	-	60°	-	60°				
Электропривод ножной секции и дренажа	-	•	-	•				
Центрально-регулируемые колеса	•	•	•	•				
Боковые опоры	•	•	•	•				
360° педаль привода высоты по периметру стола	•	•	•	•				
Головная секция с двойной артикуляцией	•	•	•	•				
Ручной пульт управления	•	•	•	•				
Ножной пульт управления	•	•	•	•				
Подставка для крепления ножного пульта	•	•	•	•				
Держатель одноразовых простыней	•	•	•	•				
Блок отключения питания стола	•	•	•	•				
Кожзаменитель SKAI (13 цветов)	X	X	X	X				
Электрическая система, 230 V	X	X	X	X				
Регистрация в МЗ РФ, Украины и Беларуси	X	X	X	X				
Гарантия 2 года	X	X	X	X				
Страна происхождения	FIN	FIN	FIN	FIN				

X = Стандарт = Недоступно • = Опция

## Принадлежности



360° педаль привода высоты по периметру стола



Головная секция с двойной артикуляцией



Боковые опоры

**LOJER**® For easy care

Представительство Lojer Oy в России  
Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр. 134 | БЦ "Вере́йская Плаза III"  
Тел. +7-495 -725-06-95 | [www.lojer-medical.ru](http://www.lojer-medical.ru)