

NOVA™

Прикроватная тумбочка Lojer Merivaara NOVA



Больничные прикроватные тумбочки Nova – функциональны и эффективны в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Конструкция выдвижных ящиков позволяет двустороннее использование тумбочки. Тумбочка простая в эксплуатации и чистке. Качественные колеса делают ее перемещение бесшумным. Материал - меламин серого цвета. Цвет “под дерево бук” - опция.

Сбалансированная конструкция и закругленные бортики столика для чтения и еды делают его использование безопасным. Регулируемый наклон столика.

Доступна версия тумбочки без столика для чтения и еды.

Технические характеристики

Ширина	660 мм. с убраным вниз столиком для еды 480 мм. без столика для еды (модель 2670)
Высота	880 мм. 780 мм. без столика для еды (модель 2670)
Глубина	470 мм. 430 мм. без столика для еды (модель 2670)
Регулировка высоты столика для еды	795 - 1075 мм.
Габариты столика для еды	520 x 360 мм.
Безопасная нагрузка столика для еды	10 кг.
Колеса	Двойные диаметром 75 мм., блокирующиеся
Каркас	Анодированный алюминиевый профиль и композитный материал
Материал столика для еды	Пластиковый композит
Материал верхнего покрытия	ABS пластик
Материал ящиков	Меламин

Опции и аксессуары



2660
меламин под дерево бук



2670
Модель без столика для
чтения и еды



2680 (только столик)



Верхний столик

Верхний ящик также доступен в запираемой версии



© Lojer Group 2026.

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Konepaja, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.