

4040X Смотровой стол

Безопасный и многофункциональный
смотровой стол



Изделие представлено на фото
с дополнительными опциями и
принадлежностями

Основные характеристики:

1. Особенно большой диапазон регулировки высоты — от 40 до 95 см
2. В качестве опции доступна двухсекционная педаль «hands-free» (отдельная регулировка высоты и спинки), а также открытая конструкция стола обеспечивает высокий уровень гигиены
3. Новая функция безопасности обнаруживает ситуацию защемления, останавливает движение

Смотровой стол 4040X подходит для использования в различных медицинских учреждениях. Благодаря конструкции и очень низкой минимальной высоте на стол легко могут подняться как дети, так и пожилые пациенты. Для облегчения подъёма можно установить дополнительную опору. Стол лёгкий и легко перемещается. Он оснащён современными функциями безопасности: автоматически поднимается при обнаружении ситуации защемления, может быть заблокирован также доступна опция ручного аварийного опускания спинки.

Особенно широкий диапазон регулировки высоты и высокая грузоподъёмность обеспечивают эргономичные рабочие позиции и повышают безопасность при обследовании и перемещении пациентов. С помощью дополнительной двухсекционной педали «hands-free» можно отдельно регулировать высоту и спинку стола с обеих сторон, освобождая руки специалиста для ухода за пациентом. Новый цифровой блок управления сообщает о необходимости технического обслуживания, а благодаря функции удалённой поддержки клиент может быстро получить помощь при необходимости.

Также доступна гидравлическая версия 4040ХН, в которой регулировка высоты осуществляется ножной педалью, а спинка и положение Тренделенбурга регулируются с помощью газовых пружин.

| Технические характеристики | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина | 75 см (80 / 90 см опция), Модель 4040ХН: 80 см опция |
| Ширина ложа | 70 см (80 / 90 см опция), Модель 4040ХН: 80 см опция |
| Общая длина | 200 см |
| Длина ложа | 200 см |
| Общий вес | 108 кг. |
| Диапазон регулировки высоты в зависимости от размера колёс и модели изделия | Стандартно с колесами 125 мм, 40–95 см |
| Длина спинной секции | 70 см |
| Максимальный угол спинной секции | 73° |
| Электрический Тренделенбург / Анти-Тренделенбург | 20° (опция) |
| Ручной Тренделенбург | 12° (опция) |
| Колеса | Ø125 мм с индивидуальной блокировкой |
| Колеса (опция) | Центрально блокируемые двойные колеса 125/150 мм |
| Другие характеристики | До 6 различных мест установки штатива для инфузии Возможность блокировки электрических функций Функция безопасности: автоматическое поднятие стола при защемлении |
| Обивка | Обивка 5 см или по желанию более толстая 7 см (*) |
| Безопасная рабочая нагрузка (SWL) | 225 кг |
| Сертификат CE | Да (Это устройство является медицинским изделием с маркировкой CE, MDR 2017/745 класс 1) |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Финляндия (Lojer Oy) |

*) Доступны различные варианты материалов и цветов, уточняйте информацию

Дополнительные опции, устанавливаемые в заводских условиях:

- Двухсекционная ножная педаль hands-free (регулировка высоты и спинки отдельно)
- Ручной Тренделенбург
- Электрический Тренделенбург и Анти-Тренделенбург с аккумулятором
- Питание от аккумулятора (для аварийного использования)
- Центрально блокируемые двойные колеса 125/150 мм
- Отверстие для лица
- Ручное аварийное опускание спинки
- Односекционная или двухсекционная ножная педаль

Другие принадлежности:

- Боковые ограждения
- Инфузионная стойка
- Опора для руки
- Подушка под голову
- Светильник
- Транспортные рукоятки
- Адаптер для принадлежностей
- Рельс для принадлежностей 380×10×25 мм (до 6 шт.)
- Хирургические принадлежности на рельсы
- Анестезиологическая дуга
- Упор для пациента
- Бамперы
- Держатель одноразовых простыней и разделитель

